



บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
SPK PLENTIES STAR CO.,LTD.

8/23 ซอย 01 กาญจนภิเษก 10/1 ถนนรัชดาภิเษก - รามอินทรา แขวงจามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 8/23 Soi 01 Kanchanapisek 10/1, Ratchadapisek-Ramintra Rd., Ramintra, Khannayao, Bangkok, 10230
 TEL. 02 5180117-8, 09 6295 2639 FAX. 02 5180119 www.spkplentiesstar.com



MENISCUS TRIAL LENSES SET

Made in Italy

61-BM – 236 Meniscus






61-B – 236 Meniscus



โครงสร้างเลนส์ของ
 Trial lens set MSD

โครงสร้างเลนส์แว่นตา
 จริง

โครงสร้างเลนส์ของ
 Trial lens set ทั่วไป



โครงสร้าง Trial lens set แบบ **Meniscus** จะเป็นเลนส์ที่มี Base Curve เหมือนกับแว่นตาที่เราใช้จริง ฟังหน้าจะเป็นนูนเสมอ ฟังหลังจะ เป็นเว้าเสมอ ดังนั้น Trial Lens set แบบ Meniscus จะเป็นเลนส์ที่ตรงกับแว่นตาที่เราใช้จริงมากที่สุดและค่าก็ออกมาถูกต้องที่สุด

โครงสร้าง Trial lens set ทั่วไป (**PLANE**) จะเป็นแบบนูน (+) สองด้าน เว้า (-) สองด้าน ซึ่งจะไม่ตรงกับโครงสร้างของแว่นตาที่เราใช้จริง